

## NOTICE D'UTILISATION POUR LE PRÉLÈVEMENT DES PRODUITS VISQUEUX



### Présentation des éléments :

- 1 flacon 5, 10, 30 ou 100 ml
- 1 pipette graduée 3 ml



**1.** Dévisser le bouchon du flacon avec précaution pour l'ouvrir.



**2.** Insérer la pipette graduée dans l'orifice du codigoutte du flacon ambré.



**3.** Retourner le flacon la tête en bas et prélever le liquide en tirant sur le piston de la pipette.



**4.** En pressant doucement le piston, éjecter le nombre de gouttes ou la quantité de liquide souhaitée dans un récipient ou directement dans votre préparation.



**5.** Visser le bouchon pour fermer le flacon. Nettoyer l'intérieur de la pipette à l'eau chaude savonneuse.